



Aquadist

Distillateur d'eau qui permet d'obtenir de l'eau distillée par ébullition et la condensation successive de la vapeur. Il distille 0,7 l d'eau par heure. Capacité 4 litres. Il répond aux tests de sécurité et de compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et à ceux concernant la basse tension (2014/35/UE).

Production d'eau

0,7 litre d'eau par heure

Dimensions (lxhxp)

230 x 360 mm (Øxh)

Poids de l'appareil

3.5 Kg

Euronda[®]